

5618B 小直径工业铂电阻温度计



主要特性

- 凭借全面的 ITS-90 校准展现二级水平性能。
- 护套直径为 3.2mm (0.125 in)，可确保缩短响应时间，同时不影响精度。
- 经 NVLAP 认可，校准温度范围在 -200 °C 到 500 °C 之间，实验室编码 200706-0。
- 在浸没深度较浅的应用场合，通过在环境和传感器之间传导较少的热量，降低了测量误差。

产品概述: 5618B 小直径工业铂电阻温度计

通过每个探头，您将会得到完整的、经 NVLAP 认可的校准报告。您将在报告中获得测试数据和 ITS-90 校准系数，然后可以很轻松地输入您的 Hart 温度计内。如果您要使用 1523/4 手持式温度计的读数装置，我们会将系数直接编入您的 INFO-CON 连接器中。

5618B 也是用于校准 Hart 9132 或 9133 红外校准器的绝佳探头。事实上，这些红外黑体热源是专门使用此类探头进行校准的。现在，您可以在自己的实验室对这些目标设备进行校准了！

对于从 -200 °C 到 500 °C（6 英寸的型号范围可达 300 °C）的使用场合而言，在同类配置的行业标准仪器中，您再也找不到比我们的 5618B 更好的产品了。我们推荐将 5618B PRT 与 1523、1524、1502A、1529 或 1560 温度计读数装置配合使用。

产品规格: 5618B 小直径工业铂电阻温度计

型号



5618B 小直径工业铂电阻温度计

5618B-12-X

305 mm (12 in) 小直径探头

X = 终止指定 “A”（适用于 914X 的 INFO-CON）、“B”（裸线）、“D”（适用于 Tweener 温度计的 5 针 DIN）、“G”（金针）、“J”（香蕉插头）、“L”（微型平接线片）、“M”（微型香蕉插头）、“P”（适用于 1523 或 1524 的 INFO-CON）或 “S”（平接线片）。

5618B-9-X

229 mm (9 in) 小直径探头

X = 终止指定 “A”（适用于 914X 的 INFO-CON）、“B”（裸线）、“D”（适用于 Tweener 温度计的 5 针 DIN）、“G”（金针）、“J”（香蕉插头）、“L”（微型平接线片）、“M”（微型香蕉插头）、“P”（适用于 1523 或 1524 的 INFO-CON）或 “S”（平接线片）。

5618B-6-X

152 mm (6 in) 小直径探头

X = 终止指定 “A”（适用于 914X 的 INFO-CON）、“B”（裸线）、“D”（适用于 Tweener 温度计的 5 针 DIN）、“G”（金针）、“J”（香蕉插头）、“L”（微型平接线片）、“M”（微型香蕉插头）、“P”（适用于 1523 或 1524 的 INFO-CON）或 “S”（平接线片）。



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229